

## 二、响应报价表

项目名称: 广西桑树种质资源创新与基因库试验台与冷库采购项目

项目编号: GXGN-2024-109

分标: 无

供应商名称: 南宁盛鑫辉仪器有限公司

| 序号  | 货物名称    | 规格型号           | 数量<br>① | 单位 | 单价<br>(元)<br>② | 竞标报<br>价③=<br>①×② | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|----------------|---------|----|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组培室 |         |                |         |    |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 拆除旧水槽   | 定制             | 1       | 项  | 125            | 125               | 包括拆除、清理建筑垃圾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | 耐酸碱钢木边台 | 2810*750*850mm | 2.81    | m  | 3298           | 9267.38           | <p>1、材质: 柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条, 钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成, 表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。</p> <p>2、配件: 滑轨: 16寸优质专用滑轨, 静音顺滑铰链: 采用优质铰链, 115度打开。</p> <p>3、加工工艺: 板材下料: 采用双工位数控下料机, 速度高, 下料快, 工差小。</p> <p>钢架焊接: 点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂: 全自动喷房, 进口瓦格那高级喷枪, 流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构: 每个单元均可拆装结构, 包装小, 装安前搬运方便, 体积小不易碰到实验室的过道及楼梯, 上楼容易, 移动快捷。</p> <p>5、组装: 规格多, 组合灵活, 根据房间大小, 可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台), 亦可选配吊柜, 柜体可随意定制, 还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,</p> <p>6、颜色: 柜体为主流时尚灰色, 门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面: 12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>;</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>, 电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积</p> |

|   |                 |                         |     |   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------|-------------------------|-----|---|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                         |     |   |      |        | 电阻率 $<3 \times 10^7 \Omega \cdot m$ , 电阻率越小防静电越好;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 耐酸碱<br>钢木角<br>台 | 1000*1<br>000*85<br>0mm | 1   | m | 3298 | 3298   | <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>, 电阻率越小防静电越好。</p> <p>1、材质: 柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条, 钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成, 表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。</p> <p>2、配件: 滑轨: 16寸优质专用滑轨, 静音顺滑。铰链: 采用优质铰链, 115度打开。</p> <p>3、加工工艺: 板材下料: 采用双工位数控下料机, 速度高, 下料快, 工差小。</p> <p>钢架焊接: 点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂: 全自动喷房, 进口瓦格那高级喷枪, 流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构: 每个单元均可拆装结构, 包装小, 装安前搬运方便, 体积小不易碰到实验室的过道及楼梯, 上楼容易, 移动快捷。</p> <p>5、组装: 规格多, 组合灵活, 根据房间大小, 可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台)亦可选配吊柜, 柜体可随意定制, 还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,</p> <p>6、颜色: 柜体为主流时尚灰色, 门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面: 12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot cm</math>;</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>, 电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>, 电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>, 电阻率越小防静电越好。</p> |
| 4 | 耐酸碱<br>钢木边<br>台 | 3900*7<br>50*850<br>mm  | 2.2 | m | 3298 | 7255.6 | <p>1、材质: 柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条, 钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成, 表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。</p> <p>2、配件: 滑轨: 16寸优质专用滑轨, 静音顺滑。铰链: 采用优质铰链, 115度打开。</p> <p>3、加工工艺: 板材下料: 采用双工位数控下料机, 速度高, 下料快, 工差小。</p> <p>钢架焊接: 点焊和氩弧焊。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |       |               |   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------|---------------|---|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |               |   |   |       |       | <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 5 | 水槽水龙头 | 550*450*310mm | 1 | 套 | 810   | 810   | <p>1、水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；</p> <p>2、水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面一致；</p> <p>3、尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。</p> <p>4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。</p> <p>5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。</p> <p>6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流</p> <p>7、三口水龙头</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | 滴水架   | 27棒           | 1 | 套 | 137.5 | 137.5 | PP材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 实验凳   | 钢制            | 4 | 张 | 180   | 720   | <p>凳面：Φ33PU防静电凳面</p> <p>脚盘名称：钢圈凳脚</p> <p>材质：钢制</p> <p>表面处理：镀锌</p> <p>半径：20CM</p> <p>升降原理：采用气缸杆升降</p> <p>常规高度：41CM-54CM</p> <p>更换滑轮：增高2CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | 台式插座  | 180*180       | 7 | 套 | 100   | 700   | <p>1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

一层水培室

|   |                          |                        |   |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------|------------------------|---|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 耐酸碱<br>钢木边<br>台（水<br>培1） | 2000*7<br>50*850<br>mm | 2 | m | 3298 | 6596 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 6 | 水槽水<br>龙头（<br>水培1）       | 550*45<br>0*310m<br>m  | 1 | 套 | 810  | 810  | <p>1、水槽材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；</p> <p>2、水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；</p> <p>3、尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。</p> <p>4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。</p> <p>5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。</p> <p>6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流</p> <p>7、三口水龙头</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                   |                    |     |   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----|---|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 滴水架<br>(水培1)                      | 27棒                | 1   | 套 | 137.5 | 137.5  | PP材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 耐酸碱<br>钢木边<br>台(水培2)              | 2200*750*850<br>mm | 2.2 | m | 3298  | 7255.6 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度快，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 5 | 不锈钢<br>水槽带<br>支架、<br>水龙头<br>(水培2) | 定制                 | 1   | 台 | 200   | 200    | 水槽尺寸：580*430mm<br>支架尺寸：600*450*750mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | 台式插<br>座                          | 180*180<br>mm      | 2   | 套 | 100   | 200    | 1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | 实验凳                               | 钢制                 | 2   | 张 | 180   | 360    | <p>凳面：Φ33PU防静电凳面</p> <p>脚盘名称：钢圈凳脚</p> <p>材质：钢制</p> <p>表面处理：镀锌</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |                 |                        |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------|------------------------|---|---|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 |                        |   |   |      |       | 半径: 20CM<br>升降原理: 采用气缸杆升降<br>常规高度: 41CM-54CM<br>更换滑轮: 增高2CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 二层精密仪器室 |                 |                        |   |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 耐酸碱<br>钢木边<br>台 | 9000*7<br>50*850<br>mm | 9 | m | 3298 | 29682 | 1、材质: 柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条, 钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成, 表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。<br>2、配件: 滑轨: 16寸优质专用滑轨, 静音顺滑。铰链: 采用优质铰链, 115度打开。<br>3、加工工艺: 板材下料: 采用双工位数控下料机, 速度高, 下料快, 工差小。<br>钢架焊接: 点焊和氩弧焊。<br>喷涂: 全自动喷房, 进口瓦格那高级喷枪, 流水线加温固化炉。<br>4、柜体结构: 每个单元均可拆装结构, 包装小, 装安前搬运方便, 体积小不易碰到实验室的过道及楼梯, 上楼容易, 移动快捷。<br>5、组装: 规格多, 组合灵活, 根据房间大小, 可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台), 亦可选配吊柜, 柜体可随意定制, 还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,<br>6、颜色: 柜体为主流时尚灰色, 门板颜色可随意定制。<br>7、台面: 12.7M M实心理化板。<br>★8、实验台内置电线与防静电管路<br>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率 $<3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ ;<br>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率 $<3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}$ , 电阻率越小防静电越好;<br>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率 $<3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}$ , 电阻率越小防静电越好;<br>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电, 全部核心材料均为防静电材质, 且两点电阻 $<7.1 \times 10^8 \Omega$ , 电阻率越小防静电越好。 |
| 2       | 耐酸碱<br>钢木边<br>台 | 7000*7<br>50*850<br>mm | 7 | m | 3298 | 23086 | 1、材质: 柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条, 钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成, 表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。<br>2、配件: 滑轨: 16寸优质专用滑轨, 静音顺滑。铰链: 采用优质铰链, 115度打开。<br>3、加工工艺: 板材下料: 采用双工位数控下料机, 速度高, 下料快, 工差小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |             |                |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------|----------------|------|---|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |                |      |   |      |          | <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 3     | 台式插座        | 180*180mm      | 11   | 套 | 100  | 1100     | 1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | 实验凳         | 钢制             | 8    | 张 | 180  | 1440     | <p>凳面：Φ33PU防静电凳面</p> <p>脚盘名称：钢圈凳脚</p> <p>材质：钢制</p> <p>表面处理：镀锌</p> <p>半径：20CM</p> <p>升降原理：采用气缸杆升降</p> <p>常规高度：41CM-54CM</p> <p>更换滑轮：增高2CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 二层药品室 |             |                |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 耐酸碱钢木边台（前室） | 3240*750*850mm | 3.24 | m | 3298 | 10685.52 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度快，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |             |                 |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------|-----------------|------|---|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             |                 |      |   |      |          | <p>水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 2 | 耐酸碱钢木边台（前室） | 3240*750*850 mm | 3.24 | m | 3298 | 10685.52 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p>                                                                                                 |

|   |           |               |   |   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|---------------|---|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |               |   |   |       |      | <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 3 | 水槽水龙头（前室） | 550*450*310mm | 2 | 套 | 810   | 1620 | <p>1、水槽材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；</p> <p>2、水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；</p> <p>3、尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。</p> <p>4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。</p> <p>5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。</p> <p>6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流</p> <p>7、三口水龙头</p>                                                                |
| 4 | 滴水架（前室）   | 27棒           | 2 | 套 | 137.5 | 275  | PP材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 洗眼器（前室）   | 台上型           | 1 | 套 | 500   | 500  | <p>1、主体：加厚铜质，高度240mm，涂层表面为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；</p> <p>2、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质。在水流压力最低0.2MPa下，应以至少1.5L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min；设置PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开；</p> <p>3、开关与控水阀：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便；控水止逆阀，其阀门可自动关闭；</p> <p>4、高压软管：软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手，最大耐水压7MPa</p>       |
| 6 | 实验凳（前室）   | 钢制            | 2 | 张 | 180   | 360  | <p>凳面：Φ33PU防静电凳面</p> <p>脚盘名称：钢圈凳脚</p> <p>材质：钢制</p> <p>表面处理：镀锌</p> <p>半径：20CM</p> <p>升降原理：采用气缸杆升降</p> <p>常规高度：41CM-54CM</p> <p>更换滑轮：增高2CM</p>                                                                                                                                                                                 |
| 7 | 台式插座（前室）  | 180*180mm     | 4 | 套 | 100   | 400  | <p>1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                |                                                                       |   |   |        |        |                                                                                                           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 室)             |                                                                       |   |   |        |        |                                                                                                           |
| 8  | PP排风药品柜(药品室1)  | 900*450*1800mm                                                        | 6 | 个 | 5000   | 30000  | PP材质                                                                                                      |
| 9  | 耐酸碱PP药品柜(药品室2) | W900*D450*H1800mm                                                     | 6 | 个 | 3000   | 18000  | PP材质                                                                                                      |
| 10 | 防腐离心风机(药品室1)   | TX-03101                                                              | 1 | 个 | 1585   | 1585   | 1、电压:交流220V<br>2、静压:360pa<br>3、转速:1450转/分风量:2300m/h功率:300W频率:50/60Hz噪音:50db<br>4、排风口径:250mm<br>5、工作方式:离心式 |
| 11 | PP排风系统管路       | Φ160/<br>Φ250/<br>Φ160/<br>Φ250<br>转160/<br>Φ<br>250*160/<br>Φ<br>160 | 1 | 套 | 3087.5 | 3087.5 | PP材质 壁厚4mm                                                                                                |

#### 二层分子实验室

|   |          |               |     |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------|---------------|-----|---|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 耐酸碱钢木中央台 | 5800*1500*850 | 5.8 | m | 3298 | 19128.4 | <p>1、材质:柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条,钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成,表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,附着力高,耐划,耐酸碱,美观耐用。</p> <p>2、配件:滑轨:16寸优质专用滑轨,静音顺滑。铰链:采用优质铰链,115度打开。</p> <p>3、加工工艺:板材下料:采用双工位数控下料机,速度高,下料快,工差小。钢架焊接:点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂:全自动喷房,进口瓦格那高级喷枪,流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构:每个单元均可拆装结构,包装小,装安前搬运方便,体积小不易碰到实验室的过道及楼梯,上楼容易,移动快捷。</p> <p>5、组装:规格多,组合灵活,根据房间大小,可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台),亦可选配吊柜,柜体可随意定制,还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,</p> <p>6、颜色:柜体为主流时尚灰色,门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面:12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> |
|---|----------|---------------|-----|---|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |       |              |      |   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------|--------------|------|---|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |              |      |   |       |        | ★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率 $<3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ ；<br>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率 $<3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}$ ，电阻率越小防静电越好；<br>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率 $<3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}$ ，电阻率越小防静电越好；<br>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻 $<7.1 \times 10^8 \Omega$ ，电阻率越小防静电越好。 |
| 2       | 试剂架   | 5050*350*750 | 5.05 | m | 850   | 4292.5 | 铝玻材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | 水槽水龙头 | 550*420*310  | 1    | 套 | 810   | 810    | 1、水槽材质：采用高密度PP，耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；<br>2、水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；<br>3、尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。<br>4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。<br>5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。<br>6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流<br>7、三口水龙头                                                                                                                                                  |
| 4       | 滴水架   | 27棒          | 3    | 套 | 137.5 | 412.5  | PP材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5       | 洗眼器   | 台上型          | 1    | 套 | 500   | 500    | 1、主体：加厚铜质，高度240mm，涂层表面为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；<br>2、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质。在水流压力最低0.2MPa下，应以至少1.5L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min；设置PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开；<br>3、开关与控水阀：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便；控水止逆阀，其阀门可自动关闭；<br>4、高压软管：软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手，最大耐水压7MPa                                                                             |
| 6       | 台式插座  | 180*180mm    | 10   | 套 | 100   | 1000   | 1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 生理生化实验室 |       |              |      |   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                 |                         |      |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------|-------------------------|------|---|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 耐酸碱<br>钢木边<br>台 | 8140*7<br>50*850<br>mm  | 8.14 | m | 3298 | 26845.7<br>2 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p> |
| 2 | 耐酸碱<br>钢木角<br>台 | 1000*1<br>000*85<br>0mm | 2    | m | 3298 | 6596         | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度高，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                 |                        |      |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------|------------------------|------|---|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                        |      |   |      |              | <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>，电阻率越小防静电越好。</p>                                                                                                                                  |
| 3 | 耐酸碱<br>钢木边<br>台 | 8140*7<br>50*850<br>mm | 8.14 | m | 3298 | 26845.7<br>2 | <p>1、材质：柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。</p> <p>2、配件：滑轨：16寸优质专用滑轨，静音顺滑。铰链：采用优质铰链，115度打开。</p> <p>3、加工工艺：板材下料：采用双工位数控下料机，速度快，下料快，工差小。</p> <p>钢架焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体可随意定制，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色：柜体为主流时尚灰色，门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面：12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}</math>；</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot \text{m}</math>，电阻率越小防静电越好；</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生</p> |

|   |          |                 |      |   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|-----------------|------|---|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |                 |      |   |      |        | <p>静电,全部核心材料均为防静电材质,且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>,电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电,全部核心材料均为防静电材质,且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>,电阻率越小防静电越好。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | 耐酸碱钢木中央台 | 5000*1500*850mm | 5    | m | 3298 | 16490  | <p>1、材质:柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面密度板、PVC防水处理封边条,钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成,表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,附着力高,耐划,耐酸碱,美观耐用。</p> <p>2、配件:滑轨:16寸优质专用滑轨,静音顺滑。铰链:采用优质铰链,115度打开。</p> <p>3、加工工艺:板材下料:采用双工位数控下料机,速度高,下料快,工差小。</p> <p>钢架焊接:点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂:全自动喷房,进口瓦格那高级喷枪,流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构:每个单元均可拆装结构,包装小,装安前搬运方便,体积小不易碰到实验室的过道及楼梯,上楼容易,移动快捷。</p> <p>5、组装:规格多,组合灵活,根据房间大小,可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台),亦可选配吊柜,柜体可随意定制,还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,</p> <p>6、颜色:柜体为主流时尚灰色,门板颜色可随意定制。</p> <p>7、台面:12.7M M实心理化板。</p> <p>★8、实验台内置电线与防静电管路</p> <p>★8.1、废液软管为防止实验过程中产生静电,全部核心材料均为防静电材质,且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^5 \Omega \cdot cm</math>;</p> <p>★8.2、废液软管为防止实验过程中产生静电,全部核心材料均为防静电材质,且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>,电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.3、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电,全部核心材料均为防静电材质,且体积电阻率<math>&lt;3 \times 10^7 \Omega \cdot m</math>,电阻率越小防静电越好;</p> <p>★8.4、废液管道为防止实验过程中产生静电,全部核心材料均为防静电材质,且两点电阻<math>&lt;7.1 \times 10^8 \Omega</math>,电阻率越小防静电越好。</p> |
| 2 | 试剂架      | 4250*350*750mm  | 4.25 | m | 850  | 3612.5 | 铝玻材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 水槽水龙头    | 550*450*310mm   | 3    | 套 | 810  | 2430   | <p>1、水槽材质:采用高密度PP,耐强腐蚀,如酸、碱、王水等;</p> <p>2、水槽表面纹理:槽内表面处理为光滑,易去水,颜色与台面板一致;</p> <p>3、尺寸:外径约L550×W450×D310mm(含)以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                          |           |                                      |        |    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |           |                                      |        |    |       |          | 4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。<br>5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。<br>6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流<br>7、三口水龙头                                                                                                                                                                             |
| 6                                                                                        | 滴水架       | 27棒                                  | 1      | 套  | 137.5 | 137.5    | PP材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                                                                        | 实验凳       | 钢制                                   | 10     | 张  | 180   | 1800     | 凳面：Φ33PU防静电凳面<br>脚盘名称：钢圈凳脚<br>材质：钢制<br>表面处理：镀锌<br>半径：20CM<br>升降原理：采用气缸杆升降<br>常规高度：41CM-54CM<br>更换滑轮：增高2CM                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                        | 洗眼器       | 台上型                                  | 1      | 套  | 500   | 500      | 1、主体：加厚铜质，高度240mm，涂层表面为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；<br>2、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水中杂质。在水流压力最低0.2MPa下，应以至少1.5L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min；设置PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开；<br>3、开关与控水阀：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便；控水止逆阀，其阀门可自动关闭；<br>4、高压软管：软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手，最大耐水压7MPa |
| 8                                                                                        | 台式插座      | 180*180                              | 22     | 套  | 110   | 2420     | 1、底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，10A，220V，含台面电源布线。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 种子库：8.8m*3.21m*2.8m；79.10m³ 冷冻库：8.70m*5.63m*2.80m；137.17m³ 冷藏库：8.70m*5.56m*2.8m；134.18m³ |           |                                      |        |    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                        | 聚氨脂双面彩钢扣板 | 长9000/<br>宽3410/<br>高2800mm          | 94.1   | m² | 188   | 17690.8  | 厚度100mm，密度42±2KG/m³，0.4彩钢板、高密度、双面加强型彩钢、凹凸型、双压筋、双覆膜B1级阻燃                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                                        | 聚氨脂双面彩钢扣板 | 长9000/<br>宽5860/<br>高2800/<br>长9000/ | 230.57 | m² | 188   | 43347.16 | 厚度100mm，密度42±2KG/m³，0.4彩钢板、高密度、双面加强型彩钢、凹凸型、双压筋、双覆膜B1级阻燃                                                                                                                                                                                                                                             |

|         |                           |                           |     |                |             |        |                                                          |
|---------|---------------------------|---------------------------|-----|----------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         |                           | 宽<br>5780/<br>高<br>2800mm |     |                |             |        |                                                          |
| 3       | 挤塑板                       | 50mm                      | 140 | m <sup>2</sup> | 43.75       | 6125   | 50mm, 2层错位铺设; 高密度, 33±2KG/m <sup>3</sup> ; B1 阻燃; 含PE防潮膜 |
| 4       | 冷库平<br>移门 (含防水<br>装置)     | 1222mm<br>*2200mm         | 3   | 个              | 2250.0<br>0 | 6750   | 100mm厚双面彩钢聚氨酯、高强度、原装成套门框、夜光逃生装置、标准平移门门锁、密封条、B1级阻燃        |
| 5       | 库体安<br>装辅料                | 定制                        | 380 | m <sup>2</sup> | 12.50       | 4750   | 符合国标                                                     |
| 压缩机组及备件 |                           |                           |     |                |             |        |                                                          |
| 1       | 制冷压<br>缩机机<br>组 (冷<br>藏库) | ZB58-8                    | 1   | 台              | 20000       | 20000  | 配置8匹艾默生全封闭压缩机; 工作电压 380V/50HZ; 顶出风                       |
| 2       | 蒸发器                       | 一代<br>DD100               | 1   | 台              | 5875        | 5875   | 铝合金翅片, 外转子电机, 射程远, 风量大, 制冷效果好; 蒸发面积105m <sup>2</sup> ;   |
| 3       | 膨胀阀                       | 标准型                       | 1   | 套              | 600         | 600    | 符合国家标准并符合压缩机安装要求                                         |
| 4       | 制冷压<br>缩机机<br>组 (种<br>子库) | ZB29-6                    | 1   | 台              | 13000       | 13000  | 配置6匹艾默生全封闭压缩机; 工作电压 380V/50HZ; 顶出风                       |
| 5       | 蒸发器                       | 一代<br>DD60                | 1   | 台              | 5625        | 5625   | 铝合金翅片, 外转子电机, 射程远, 风量大, 制冷效果好; 蒸发面积80m <sup>2</sup> ;    |
| 6       | 膨胀阀                       | 标准型                       | 1   | 套              | 562.58      | 562.58 | 符合国家标准并符合压缩机安装要求                                         |
| 7       | 工业除<br>湿机                 | LGDW-1<br>56B             | 1   | 套              | 35000       | 35000  | 600机组                                                    |
| 8       | 制冷压<br>缩机机<br>组 (冷<br>冻库) | ZF139-<br>12              | 1   | 台              | 29000       | 29000  | 配置12匹艾默生全封闭压缩机; 工作电压 380V/50HZ; 顶出风                      |
| 9       | 蒸发器                       | 二代<br>DJ100               | 1   | 台              | 14000       | 14000  | 铝合金翅片, 外转子电机, 射程远, 风量大, 制冷效果好; 蒸发面积120m <sup>2</sup> ;   |
| 10      | 膨胀阀                       | 标准型                       | 1   | 套              | 1750        | 1750   | 符合国家标准并符合压缩机安装要求                                         |
| 11      | φ54/<br>φ22铜<br>管连接<br>管  | φ54/<br>φ22               | 15  | 米              | 187.5       | 2812.5 | 符合国家标准并符合压缩机安装要求                                         |
| 12      | 制冷剂                       | R507/R<br>22              | 3   | 项              | 625         | 1875   | R507/R22                                                 |
| 电气及控制   |                           |                           |     |                |             |        |                                                          |

|                                                                   |          |                       |   |   |      |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---|---|------|------|--------------------|
| 1                                                                 | 控制电箱     | ECB506<br>OX/10H<br>P | 3 | 个 | 1250 | 3750 | 冷库控制系统             |
| 2                                                                 | 控制导线及配件  | Cu                    | 3 | 项 | 632  | 1896 | 符合国家标准并符合压缩机安装要求   |
| 3                                                                 | LED冷库照明灯 | 20W                   | 6 | 个 | 57   | 342  | 20W                |
| 人工及运输                                                             |          |                       |   |   |      |      |                    |
| 1                                                                 | 安装费      | 定制                    | 1 | 项 | 9000 | 9000 | 安装过程产生的所有费用及额外辅材费用 |
| 2                                                                 | 运输费      | 定制                    | 1 | 项 | 2800 | 2800 | 所有货物及材料运输费用        |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>伍拾壹万零柒佰伍拾壹元整</u> （¥ <u>510751.00</u> ） |          |                       |   |   |      |      |                    |

供应商名称（公章）：南宁盛鑫辉仪器有限公司

日期：2024年6月17 日

